

4/ Indelning

Förbandsmaterial indelning, egenskaper och rekommendationer vid olika sårtyper.
Läs mer.

FÖRBANDSMATERIAL INDELNING, EGENSKAPER OCH REKOMMENDATIONER VID OLIKA SÅRTYPER

Passiva förband – sårbäddskydd och salvkompresser

- | | |
|----------------|-----------------------|
| • Mepitel | Mölnlycke Health Care |
| Salvkompresser | |
| • Jelonet | Smith&Nephew |
| • Adaptic | Syntagenix/Meteko |

Interaktiva – förband som samspelar med såret ex som absorberar sårvätska, skapar fuktig miljö, skyddar såret eller tillåter gasutbyte.

Polyuretanfilmer; skyddar såret

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Tegaderm | 3M Svenska AB |
| • Opsite Post-op Visible | Smith&Nephew |

Polyuretanskumförband; olika grader av absorptions- och avdunstningsförmåga

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Tegaderm foam | 3M Svenska AB |
| • Allewyn | Smith&Nephew |
| • Biatain | OneMed |
| • Mepilex | Mölnlycke Health Care |
| • Mepilex Lite | Mölnlycke Health Care |
| • Mepilex Transfer | Mölnlycke Health Care |
| • PolyMem | PartnerMed AB |
| • Versiva XC | Convatec |

Hydrokolloidala förband; fuktighetsbevarande, påskyndar debridering

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Tegaderm hydrocolloid | 3M Svenska AB |
| • Comfeel | OneMed |
| • Duoderm | Convatec |
| • Hydrocoll | Hartmann-Scandicare |

Hydrogel ; hjälper till med upprensning av såret

- | | |
|---------------|-----------------|
| • Suprasorb G | Lohman&Rauscher |
|---------------|-----------------|

Hydrofiber

- | | |
|-----------|----------|
| • Aquacel | Convatec |
|-----------|----------|

Alginate; högabsorberande förband, blodstillande

- | | |
|----------------|--------|
| • Seasorb soft | OneMed |
|----------------|--------|

Bioaktiva – förband som innehåller något som tillförs såret.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Aquacel AG | Convatec |
| • Carboflex | Convatec |
| • Iodosorb (receptbelagt) | Smith&Nephew |
| • Suprasorb C | Lohman&Raucher |

Övriga förband

- | | |
|---|-----------------------|
| • Cavilon, hudskyddsmedel | 3M |
| • Duderma Pasta, hydroaktiv pasta | Convatec |
| • Sorbact | Abigo |
| • Omiderm film | Tresona instrument AB |
| • Högabsorberande specialförband t brännskada | |
| • Elasto-Gel/hydrogelplatta | RaMa Medical |
| • Högabsorberande glycerinförband/bakteriostatisk/fungistatiskt | |
| • Mepiform f ärrbehandling | Mölnlycke Health Care |
| • Tenderwet 24 Active/upprensande | Hartmann-Scandicare |

Ett förband bör ha dessa egenskaper

- Skapa en bra sårmiljö – lagom varmt och lagom fuktigt.
- Bakterietät barriär.
- Förhindar lukt.
- Hindrar genomfuktning.
- Bör ej fastna och lämna rester i såret.
- Minimal risk för allergier och toxiska reaktioner.
- Appliceringsvänlig.
- Bekväm för patienten och funktionellt.
- Ej förorsakar smärta.
- Kostnadseffektivt.
- God absorptionsförmåga och avdunstningsförmåga.
- Vara blodstillande.

Länkar

<http://www.3M.com>

<http://www.convatec.com>

<http://www.jnj.se>

<http://www.hartmann.se>

<http://www.onemed.se>

<http://www.abigo.se>

<http://www.varor.lul.se>

<http://smith-nephew.com>

<http://ramamedical.se>

<http://lohman-rauscher.se>

<http://partnermed.com>

<http://meteko.se>

Upphandlade förband; leverantörernas rekommendationer

OBS! Hydrokolloidala förband rekommenderas inte till arteriella sår, diabetisfotsår eller obehandlade infekterade sår.

Sårstatus	Förbandsgrupp	Produktnamn
Nekroser – torra	Kompress	Vitri sårdyna
	Polyuretanskum	Allevyn adhesive Allevyn nonadhesive Allevyn heel Allevyn sacrum Allevyn Plus Cavity Mepilex Mepilex Border Mepilex Lite Mepilex Border Lite Mepore Polymem Polymem WIC
	Hydrogel	Suprasorb G
	Hydrokolloida	Comfeel Plus Transp Duoderm Extra Thin Duoderm Mini Hydrocoll standard Hydrocoll thin Hydrocoll strips Tegaderm hydrocolloid
Fibrinbelagda	Polyuretanskum	Allevyn adhesive Allevyn nonadhesive Allevyn heel Allevyn sacrum Allevyn Plus cavity Biatain Mepilex Mepilex Border Mepilex Transfer Mepilex Lite Mepilex Border Lite Polymem Polymem WIC Tegaderm Foam Tegaderm Foam adhesive
	Hydrogel	Suprasorb G
	Hydrokolloida	Comfeel Hydrocoll standard Hydrocoll thin Hydrocolloid strips

	Alginat	Seasorb Soft Seasoft soft filler
Infekterat	Jodförband	Iodsorb (receptbelagt)
	Silverförband	Aquacel Ag
	Hydrofiber	Aquacel
	Bakterie- o svampbindande	Sorbact kompress Sorbact tamponad Sorbact gelkompress Sorbact abs förband Sorbact sårfilm m pad
	Kolförband	Carboflex
	Polyuretanskum	Allevyn adhesive Allevyn nonadhesive Allevyn heel Allevyn sacrum Allevyn Plus cavity Biatian Mepilex Mepilex Border Mewpilex Transfer, Mepilex Lite Mepilex Border Lite Polymem Polymem WIC
Kompressionsbindor	Se vårdprogram	Dala bensår

Kirurgiska sår

Sårstatus	Förbandsgrupp	Produktnamn
Rena operations sår	Snabbförband	Opsite Postop Visible Mepore Tegaderm m pad
	Hydrofiber	Aquacel – i kombination med Tegaderm pad/Tegaderm Roll
Hudtransplantationer - Tagstället - Transplantatet	Sårfilm/tagställe V.A.C.-beh	Tegaderm/tagställe V.A.C-behandling eller kudde av Mepilex
Brännskador	Se Brännskador	

Fotsår diabetes

Sårstatus

Förbandsgrupper

Produktnamn

Sårstatus	Förbandsgrupper	Produktnamn
Rena sår	Kompress, icke vidhäft	Vitri sårdyna
	Salvkompress	Adaptic, Jelonet
	Häftande sårskydd m dyna	Mepore
	Sårskydd för sårbädd	Mepitel

Vätskande rena sår	Polyuretanskum	Allevyn adhesive Allevyn heel Allevyn nonadhesive Allevyn Plus cavity Allevyn sacrum Biatain Mepilex Mepilex Lite Mepilex Border Lite Mepilex Transfer Polymem Ligasano Tegaderm Foam Tegaderm foam adhesive
	Hydrofiber	Aquacel
Fibrinbelagda sår	Alginat	Seasorb soft
	Hydrogel	Suprasorb G
	Polyuretan	Allevyn adhesive Allevyn heel Allevyn nonadhesive Allevyn Plus cavity Allevyn sacrum Biatain Mepilex Mepilex Lite Mepilex Border Lite Mepilex Transfer Polymem Ligasano Tegadrm Foam Tegaderm foam adhesive
	Jodförband	Iodosorb
Torr nekros/gangrän	Kompress	Nonwoven/gasväv
	Elastiskt tubformat förband, bomull/syntet.	Danatube
	Elastiskt tubformat förband, syntet.	Tubifast
	Polster	Soffban
	Häft sårskydd m dyna	Mepore
Vätskande nekros/gangrän	Bakterie- och svampbindande förband	Sorbact kompress/tamponad
Illaluktande sår	Kolförband Jodförband	Carboflex Iodosorb (Pseudomonasinf)

Specialpreparat vid vätskande sår	Silverförband	Aquacel Ag Vid upprepade sårinfektioner eller hög infektionsrisk.
Sårkanter vid diabetessår	Välj förband så att maceration ej uppkommer	Cavilon no sting
Fixering av förband vid diabetessår	Fixeringsväv	Fixomull
	Självhäftande fixeringsbinda	Mollelast Haft
	Bindor	Selefix
	Kirurgisk tejp	Mikropore Mepitac
	Elastiskt tubformat förband. Bomull/syntet.	Tubifast
	Elastiskt tubformat förband. Bomull/syntet.	Danatube

Tips

3M's Tegaderm Foam (polyuretanskum förband) ska ligga direkt på såret och kanterna ska fixeras med ex 3M's Tegaderm Roll. Läckage minskas på detta vis.

Polyuretanförband ska inte tejpas över för då försvinner den avdunstande förmågan.

Länk till : <http://www.varor.lul.se>