

# Sortimentskatalog WebSesam

Dalarnas Hjälpmedelscenter



# INFORMATION

Tisdag den 2a januari 2024 kommer Sortimentkatalogen publiceras på WebSesam. Sortimentkatalogen kommer ersätta Varukatalogen som finns idag. Under en övergångsperiod på 4 månader kommer båda vara publicerade.

Strukturen i sortimentskatalogen kommer skilja sig från dagens varukatalog. Sortimentkatalogen utgår från 4 delar; **Rörelse, KLOK, PMB** och **butiks och egenansvarsprodukter**. Katalogerna har flera nivåer. På varje nivå finns det informationstext med länkar, riktlinjer, sortimentsöversikter m.m, för att hjälpa dig som förskrivare att hitta det du söker på ett enklare sätt.

Under övergångsperioden kommer vi arbeta med att få in all information. Är det något du saknar så meddelar du någon av oss i arbetsgruppen.

Charlotta Tysklind hjälpmedelskonsulent ansvarig för ADL sortimentet och sammankallande i arbetsgruppen

Kristina Johansson hjälpmedelskonsulent ansvarig för Sitta Stå Tränas sortiment

Erik Vinsander hjälpmedelskonsulent ansvarig för HAB sortimentet

Andreas Claesson hjälpmedelskonsulent ansvarig för elrullstolars sortiment

Tobias Egerth hjälpmedelskonsulent ansvarig för KLOKs sortiment

Amanda Larsson hjälpmedelstekniker ansvarig för PMBs sortiment

Välkommen  
Meddelande

Tysklind Charlotta

Välkommen till webSESAM

[Länk till extern hemsida med möjlighet att anmäla sig till Kurser och Temadagar](#)

[Länk till Riktlinjer och Sortimentsöversikter](#)

[Länk till Nyhetsbrev december 2023](#) 2023-12-04

[Länk till information om aktuella leveransstörningar/förseningar](#)

[Länk till instruktionsfilmer webSesam](#) Fler avsnitt kommer att läggas till löpande. 2022-09-30

**DHC´s kundservice har följande öppettider i TeleQ.**

Måndag/Onsdag 08.00-16.00 lunchstängt 12.00-13.00

Tisdag/Torsdag 08.00-14.30 lunchstängt 12.00-13.00

Fredag 08.30-16.00 lunchstängt 12.00-13.00

Maila gärna era frågor till [hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:hjalpmedelscenter@regiondalarna.se) i så stor utsträckning som möjligt. 2023-01-10

**Produkt lyftstol Raizer**

På grund av problem med att tillhandahålla service på produkt lyftstol Raizer kan vi för närvarande inte köpa in fler tills upphandling på hjälpmedlet är klart. Detta gäller artikelnr 60706. Vid frågor kontaktas hjälpmedelskonsulent i ADL-teamet; [adl\\_hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:adl_hjalpmedelscenter@regiondalarna.se) 2023-10-09

**Gällande Beställning av Konsultation/Utprovning**

Med anledning av att verksamheten är utspridd och vår postadress till alla enheter är den till Borlänge där posten fördelas om, ser vi gärna att ni i första hand använder vår digitala rutin för beställning av konsultation/utprovning. Detta för att undvika fördröjning i ärendet om det är så att ni inte kan skicka underlaget via journalen. Vi arbetar med att införa säker delning via mejl men är inte riktigt framme än när det gäller formulär och licensfördelning.

[Länk till digital rutin](#) 2023-02-10

**Registrera alla individmärkta hjälpmedel på brukare**

För att vi ska leva upp till kravet på spårbarhet av medicintekniska produkter så är det viktigt att alltid registrera individmärkta hjälpmedel på brukare vid förskrivning. Har du lämnat ut tex en rollator från eget förråd så ska du registrera den på brukare i webSesam. 2021-12-09

**Postadress till Hjälpmedelscentralen**

För dig som inte kan använda regionens internpost så är postadressen:

Hjälpmedelscentralen Borlänge, Box 948, 781 29 Borlänge.



Hit skickar du tex beställningsunderlag, även underlag som ska till avdelning Rörelse. 2021-02-24

[webbesam.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:webbesam.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

20240102 kommer Sortimentskatalogen publiceras på Websesam. Den kommer så småningom ersätta Varukatalogen men till en början kommer de ligga dubbelt

- Hjälpmedel
- Individkort
- Sortimentskatalog
- Varukatalog
- Sök artikel
- Kundorder
- Arbetsorder
- Kvittera BMB
- CFR
- eFaktura
- Meddelande
- Dina uppgifter
- Allmän info

På första sidan kommer ni hitta flera kataloger. Under varje del kommer ni hitta information om vad katalogen innehåller och en länk till vår externa hemsida

HMCDAL  
Tysklind Charlotta

webSESAM

---

Rörelse

Rörelse innefattar hjälpmedel inom förflyttning, aktiviteter i det dagliga livet (**ADL**) och tränings- behandlingshjälpmedel

[Region Dalarnas plussida om hjälpmedel](#)

Rörelse

Personliga Medicinska Behandlingshjälpmedel

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel **PMB** används vid andning, cirkulation, dialys, infusion och sondnäring både av enskild person i hemmiljö eller inom vård och omsorg

[Region Dalarnas plussida om hjälpmedel](#)

PMB

Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

KLOK innefattar hjälpmedel inom **Kommunikation**, **Larm** (aktiva- och passiva), **Omgivningskontroll** (styra olika funktioner i vardagen) och **Kognition** (tid och planering) samt fjärrtillsyn (tillsyn på distans).

[Regiondalarna.se KLOK](#)

KLOK

Det kommer tillkomma en katalogdel med egenansvarsprodukter

[Tillbaka](#)

## KLOK

Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll och Kognition samt fjärrtillsyn.

Kommunicera	Larm	Fjärrtillsyn	Tid, planering och påminnelse	Tyngdprodukter	Omgivningskontroll/styrsätt
<p>Under denna katalog kommer du hitta olika former av kommunikationshjälpmedel, tillbehör samt tillhörande riktlinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Samtalshjälpmedel (kommunikationsböcker, bildbaser, röstförstärkare och samtalsapparater)</li> <li>Läs- och skrivhjälpmedel</li> <li>Monteringsutrustning (stativ och monteringsarmar)</li> </ul> <p>Samtalshjälpmedel</p> <p>Läs- och skrivhjälpmedel</p> <p>Monteringsutrustning</p>	<p>Under denna katalog kommer du hitta olika former av larm, tillbehör samt tillhörande riktlinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Epilepsilarm (larm vid epileptiska anfall)</li> <li>Passiva larm (Ej viljemässig aktivering, aktivering sker vid specifik händelse, dörlarm – öppning av dörr)</li> <li>Aktiva larm (viljemässig aktivering av larmet)</li> </ul> <p><b>Viktig information:</b>  <a href="#">Skydds- och begränsningsåtgärd Kunskapsguiden</a>  <a href="#">Tvångs- och begränsningsåtgärder</a></p> <p>Epilepsilarm</p> <p>Passiva larm</p> <p>Aktiva larm</p> <p>Universallarmsändare</p> <p>Larmmottagare</p> <p>Räckviddsförlängare</p>	<p>Fjärrtillsyn</p> <p>GPS</p> <p>Tillsynskamera</p>	<p>Tid, planering och påminnelse</p> <p>Tidshjälpmedel</p> <p>Påminnelsehjälpmedel</p> <p>Planeringshjälpmedel</p>	<p>Tyngdprodukter</p> <p>Tyngdtäcke</p> <p>Tyngdväst</p> <p>Tyngdfilt</p>	<p>Under denna katalog kommer du hitta olika former av omgivningskontroll, tillbehör samt tillhörande riktlinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjärrkontroll (anpassade fjärrkontroller för IR styrning)</li> <li>Reläbox (slå av/på ström i vägguttag för t.ex. styrning av lampa)</li> <li>Smarthögtalare (uppkopplad Googlehögtalare med röstassistent)</li> <li>Tangentbord</li> <li>Mus</li> <li>Programvara för inmatning</li> <li>Fristående ögonstyrning (styrning av dator, mobil eller surfplatta)</li> <li>Manöverkontakter</li> <li>Kontaktlådor/adapters</li> </ul> <p>Fjärrkontroll</p> <p>Reläbox</p> <p>Tangentbord</p> <p>Mus</p> <p>Fristående ögonstyrning</p> <p>Manöverkontakter</p> <p>Kontaktlådor/adapters</p>

Under varje katalog finns information om vilka hjälpmedel som finns i katalogen.

Viktig information, riktlinjer eller liknande dokument kommer vara länkade direkt i specifik katalog som dokumenten är relaterade till.

[Tillbaka](#)

## Gånghjälpmedel

Gånghjälpmedel förskrivs till personer som behöver stöd vid gång/förflyttning. Mer information om förskrivare och förskrivningskriterier finns i riktlinjerna

**Rollator**

Riktlinje [rollator](#)  
Ersättningsgrupp [rollator](#)



- Rollator standard
- Rollator barn/junior
- Rollator med höga körhandtag
- Rollator med lägre körhandtag
- Rollator som är smalare än standard
- Lättare rollator med kryssfällning
- Rollator med stora hjul
- Rollator som tar högre brukarvikt
- Rollator bakåtvänd
- Rollator bakåtvänd barn/junior
- Tillbehör rollatorer
- Bricka rollator

**Rollator med gåbordsöverdel**

Riktlinje [rollator](#)  
Ersättningsgrupp [rollator](#) [gåbordsöverdel](#)



- Rollator med gåbordsöverdel låg
- Rollator med gåbordsöverdel standard

**Rollatorer med RA-överdel**


Rollatorer med RA-överdel har ingen sits som standard då det blir för trångt mellan RA-överdelen.  
Riktlinje [rollator](#)  
Ersättningsgrupp [rollator](#) [gåbordsöverdel](#)



- Rollator med RA-överdel låg
- Rollator med RA-överdel standard
- Rollator med RA-överdel stora hjul

**Gåbord**

Sortimentsöversikt [gåbord](#)



Vissa tillbehör behöver monteras av tekniker. Enklaste är om monteringen sker på DHC innan leverans; för att detta ska ske måste man lägga plockledtid på orderraden. Detta kan du få hjälp med om du mailar ordern till kundservice och att du vill ha tillbehören monterade.

- Gåbord med hydraulisk höjdjustering
- Gåbord med elektrisk höjdreglering std
- Gåbord med elektrisk höjdreglering smalt EJ UPPHANDLAT
- Gåbord med elektrisk höjdreglering låg EJ UPPHANDLAT
- Gåbord med elektrisk höjdreglering och benbreddning
- Gåbord med elektrisk höjdreglering, hög brukarvikt
- Gåbord med Elektrisk höjdreglering och benbreddning med uppresningsfunktion
- Tillbehör till gåbord
- Tillbehör till gåbord Bure Rise & Go

**Gåstöd/gåstativ**

Gåstöd/gåstativ



Visa artiklar

**Gåstol**

Riktlinje [gåstol](#)



- Gåstol vuxen
- Gåstol barn/junior

Målet är att informationen förskrivare kan ha behov av ska finnas lättillgängligt och samlad, du som förskrivare ska inte behöva leta på flera ställen

En del kataloger kommer fortsatt ha sortimentsöversikter, dessa kommer vara länkade i specifik katalog

[Tillbaka](#)

## Rollator standard

Upphandlad rollator standard är Rebel b62, tidigare Futura 600. Dessa ligger inte i ersättningsgrupp med varandra då de har handtagen åt olika håll.

### Rollator Rebel b62

Handtagshöjd: 75-93 cm  
Sitt höjd: 62 cm  
Totalbredd: 62 cm  
Sittbredd: 42 cm  
Innerbredd bakhjul: 46 cm  
Max brukarvikt: 140 kg



### Rollator Futura 600

Handtagshöjd: 78 - 93 cm  
Sitt höjd: 62 cm  
Totalbredd: 60 cm  
Sittbredd: 36 cm  
Innerbredd bakhjul: 47 cm  
Max brukarvikt: 150 kg

Sortera på

Artikel	Benämning	Enh	Lev
<a href="#">44216</a> (🔗)	Rollator Futura 600 150kg	st	Invacare AB
<a href="#">45613</a> (🔗)	Rollator Rebel b62 140kg	st	Human Care HC Sweden AB

När man kommer ned på artikelnivå ser den inte likadan ut som i varukatalogen. För att se om en artikel finns i lager måste du klicka på artikelnumret.

I sortimentskatalogen kommer det visas flera artiklar, vissa av dem kommer inte vara beställningsbara. Till dessa artiklar kommer det finnas maillänk eller information om hur dessa beställs.

# Slutlig information

Artikelsök kommer finnas kvar som tidigare men tänk på att försöka leta upp hjälpmedlet i sortimentskatalogen så du inte missar viktig information.

Är det något du saknar eller funderar över så kontaktar du någon i arbetsgruppen på sidan 2